

---

# ЗООТЕХНИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

- ♥ ветеринарные средства
- ♥ одежда для ветеринарных специалистов
- ♥ изделия ветеринарного назначения из пластика
- ♥ краска для мечения животных



## ОБРАБОТКА ВЫМЕНИ/ЗООГИГИЕНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА



ПОСЛЕ ДОЕНИЯ

### КАУ-ПРО

Средство для обработки вымени после доения на основе ПРОПОЛИСА. Обладает ранозаживляющими свойствами, низким каплепадением. Растительные экстракты бережно ухаживают за кожей соска. Легко удаляется с сосков салфетками при подготовке к следующей дойке.



ПОСЛЕ ДОЕНИЯ

### КАУ-ПРО \*для роботов

Средство для обработки вымени после доения на основе ПРОПОЛИСА. Действие средства способствует быстрому заживлению мелких повреждений на коже, снижает риск травматизма соска во время дойки, надежно закупоривает сосковый канал.



ПЕРЕД ДОЕНИЕМ

### КАУ-АП

Средство для обработки вымени перед доением на основе ПРОПОЛИСА. Эффективно удаляет все специфические загрязнения с поверхности соска, в результате чего сохраняются высокие органолептические показатели молока и снижается бактериальная обсемененность.



ПОСЛЕ ДОЕНИЯ

### ЭКСТРАМОЛ

Средство для обработки вымени после доения на основе МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ. Обладает ранозаживляющими свойствами, низким каплепадением. Легко удаляется с сосков салфетками при подготовке к следующей дойке.



ПОСЛЕ ДОЕНИЯ

### ЭКСТРАМОЛ \*для роботов

Средство для обработки вымени после доения на основе МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ. Обладает ранозаживляющими свойствами, низким каплепадением. Легко удаляется с сосков салфетками при подготовке к следующей дойке.



ПЕРЕД ДОЕНИЕМ

### ЭКСТРАМОЛ

Средство для обработки вымени перед доением на основе МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ. Косметическое действие способствует быстрому заживлению мелких повреждений на коже и снижает риск травматизма соска во время дойки.

# ВЕТЕРИНАРНЫЕ СРЕДСТВА

## ОБРАБОТКА ВЫМЕНИ/ЗООГИГИЕНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА



### ЭКСТРАДИН

ПОСЛЕ доения

Средство для обработки вымени после доения на основе ПОЛИГУАНИДИНОВ. Обладает ранозаживляющими свойствами, низким каплепадением. Дезинфектант последнего поколения с прологированным действием. Полигуанидин, подавляет патогенную микрофлору 24 часа. Легко удаляется с сосков салфетками при подготовке к следующей дойке.



### ЭКСТРАДИН

\*для роботов

ПОСЛЕ доения

Средство для обработки вымени после доения на основе ПОЛИГУАНИДИНОВ. Обладает ранозаживляющими свойствами, низким каплепадением. Дезинфектант последнего поколения с прологированным действием. Полигуанидин, подавляет патогенную микрофлору 24 часа. Легко удаляется с сосков салфетками при подготовке к следующей дойке.



### ЭКСТРАДИН

ПЕРЕД доением

Присутствие в составе ПОЛИГУАНИДИНОВ защищает сосок от болезнетворных бактерий во время дойки, способствует быстрому заживлению мелких повреждений на коже и снижает риск травматизма соска во время дойки

# ВЕТЕРИНАРНЫЕ СРЕДСТВА

## ОБРАБОТКА КОПЫТ/ЗООГИГИЕНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА



### ХУФ-ПРО

Концентрат для копытных ванн с окрашивающим эффектом. Обеспечивает высокую эффективность при заживлении мелких ранок. ПАВ облегчают отделение грязи от копыт. Ускоряет регенерацию поврежденных участков. Окрашивает копыта в ярко-синий цвет для визуального контроля.



### «ЖИВИНО» ПАСТА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ

Эффективный гель для профилактики и лечения болезней копыт. Применяется как зоогигиеническое и защитное средство при механических повреждениях и травмах копыт различной этиологии, как зоогигиеническое косметическое и защитное средство при массовых ортопедических расчистках и обрезке отросшего копытного рога.



### «ЖИВИНО» ПРИСЫПКА

Присыпка ЖИВИНО применяется при: воспалении кожи, мокнущие, инфицированные и послеоперационные раны, экземы, ожоги, мокрецы, язвы, раны, зараженных личинками мух, для заживления ран и ссадин.



# ВЕТЕРИНАРНЫЕ СРЕДСТВА

## ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА



### ХЛОРИСАН

Сухое дезинфицирующее средство с ХЛОРАМИНОМ. Применяется для восстановления санитарной чистоты и свежести покрытий (подстилки, различного рода полов), на объектах содержания всех видов животных и птицы, в их присутствии. Рекомендуются в ситуациях, когда увеличивается опасность инфекций - в пред и послеродовой период



### ЛИТОСАН

Сухое дезинфицирующее средство с ЧЕТВЕРТИЧНЫМИ АММОНИЕВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ. Применяется для восстановления санитарной чистоты и свежести покрытий (подстилки, различного рода полов), на объектах содержания всех видов животных и птицы, в их присутствии. Рекомендуются в ситуациях, когда увеличивается опасность инфекций: в пред и послеродовой период



ВЕТЕРИНАРНЫЕ  
СРЕДСТВА

## КОРМОВЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ



### МЭНИМИЛК

Кормовой концентрат для коров на основе ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ. Макроэнергетическая добавка к основному рациону высокопродуктивных коров для профилактики нарушений обмена веществ в организме (кетоза), увеличения уровня глюкозы в крови, компенсации дефицита энергии в рационе.



### МЭНИМИЛК ГЛ

Кормовой концентрат для коров на основе ГЛИЦЕРИНА. Макроэнергетическая добавка к основному рациону высокопродуктивных коров для профилактики нарушений обмена веществ в организме (кетоза), увеличения уровня глюкозы в крови, компенсации дефицита энергии в рационе.

**ВЕТЕРИНАРНЫЕ  
СРЕДСТВА**



# ВЕТЕРИНАРНЫЕ СРЕДСТВА

## МЕЧЕНИЕ ЖИВОТНЫХ



## КРАСКА ДЛЯ МЕЧЕНИЯ ЖИВОТНЫХ

Краска-аэрозоль для мечения скота «VERTEX», 520мл



## ОШЕЙНИК ДЛЯ КРС

Для идентификации животных. Длина 135см.  
Ширина 4см.



## ЛЕНТА ДЛЯ МЕЧЕНИЯ НОЖНАЯ

Браслеты из высококачественной пластмассы  
для крепления на надкопытную кость животного.

## ПОПОНЫ



### ПОПОНА ДЕМИСЕЗОННАЯ ПРЕМИУМ\*

Попона из гидрофильной мембранной ткани с беспоровой мембранной пленкой. Температурный режим от  $-0^{\circ}\text{C}$  до  $-10^{\circ}\text{C}$ . Утеплитель  $150\text{г}/\text{м}^2$ . Цвет на выбор покупателя. Крепление: фастекс, кольца, контакт-лента. Размер  $90 \times 40$  см.



### ПОПОНА ЗИМА ПРЕМИУМ\*

Попона из гидрофильной мембранной ткани с беспоровой мембранной пленкой. Температурный режим от  $-0^{\circ}\text{C}$  до  $-50^{\circ}\text{C}$ . Утеплитель  $300\text{г}/\text{м}^2$ . Цвет на выбор покупателя. Крепление: фастекс, кольца, контакт-лента. Размер  $90 \times 40$  см.



### ПОПОНА ДЕМИСЕЗОННАЯ СТАНДАРТ\*

Попона из нейлоновой ткани с полиуретановой пропиткой. Температурный режим от  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $-5^{\circ}\text{C}$ . Утеплитель  $100\text{г}/\text{м}^2$ . Цвет тёмно-синий. Крепление: фастекс, кольца, контакт-лента. Размер  $90 \times 40$  см.



### ПОПОНА ЗИМА СТАНДАРТ\*

Попона из нейлоновой ткани с полиуретановой пропиткой. Температурный режим от  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $-30^{\circ}\text{C}$ . Утеплитель  $200\text{г}/\text{м}^2$ . Цвет тёмно-синий. Крепление: фастекс, кольца, контакт-лента. Размер  $90 \times 40$  см.

**ВЕТЕРИНАРНЫЕ  
ИЗДЕЛИЯ**



## ШАПОЧКИ



### ШАПОЧКА СТАНДАРТ

Шапочка из нейлоновой ткани с полиуретановой пропиткой. Температурный режим от  $-0^{\circ}\text{C}$  до  $-30^{\circ}\text{C}$ . Утеплитель  $100\text{г}/\text{м}^2$ . Цвет на выбор покупателя.



### ШАПОЧКА ПРЕМИУМ

Шапочка из гидрофильной мембранной ткани с беспоровой мембранной пленкой. Температурный режим от  $-0^{\circ}\text{C}$  до  $-50^{\circ}\text{C}$ . Утеплитель  $150\text{г}/\text{м}^2$ . Цвет на выбор покупателя.

**ВЕТЕРИНАРНЫЕ  
ИЗДЕЛИЯ**

## ПЛАСТИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ



### ТЕСТ-ПЛАСТИНА

Тест-пластина для быстрого и надежного определения соматических клеток в молоке коровы и ранней диагностики мастита в каждой доле вымени. УПАКОВКА 50шт



### ПЕРЧАТКА АКУШЕРСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 25МКМ

1000 штук в упаковке



### ПЕРЧАТКА АКУШЕРСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 20МКМ

1000 штук в упаковке



### ПЕРЧАТКА АКУШЕРСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ДЛЯ ОПОРОСА

30 штук в упаковке



### ПЕРЧАТКА АКУШЕРСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ С НАПЛЕЧНИКОМ

500 штук в упаковке



### БАХИЛЫ НА РЕЗИНКЕ ВЫСОКИЕ

100 пар в упаковке

ПЛАСТИКОВЫЕ  
ИЗДЕЛИЯ  
ВЕТЕРИНАРНОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ

## ПЛАСТИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ



### КОЛЬЦО ПРОТИВ САМОВЫДАИВАНИЯ СРЕДНЕЕ

Кольцо одевается на нос коровы, чтобы не допустить сдаивания молока. Благодаря зажимному винту кольцо можно легко вдеть в носовую перегородку. Не мешает скоту в еде и питье



### КРУЖКА ДЛЯ СДАИВАНИЯ ПЕРВЫХ СТРУЕК МОЛОКА



### КРУЖКА ДЛЯ СДАИВАНИЯ ПЕРВЫХ СТРУЕК МОЛОКА ПРОДОЛЬНАЯ



### СОСКОВАЯ КАНЮЛЯ МАЛАЯ, 5СМ

Предназначена для катетеризации сосков вымени коровы при его лечении. Канюля применяется в случае оперативного вмешательства по причине тугодойности коровы, а также при повреждениях соска или верхушки соска как оперативное расширение соскового канала.



### СОСКОВАЯ КАНЮЛЯ БОЛЬШАЯ, 7СМ

Предназначена для катетеризации сосков вымени коровы при его лечении. Канюля применяется в случае оперативного вмешательства по причине тугодойности коровы, а также при повреждениях соска или верхушки соска как оперативное расширение соскового канала.

**ПЛАСТИКОВЫЕ  
ИЗДЕЛИЯ  
ВЕТЕРИНАРНОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ**

## ПЛАСТИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ



### ШПРИЦ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ

Шприц с металлическим зажимом, подходит для всех типов соломинок (пайет) и чехлов для ИО КРС. С помощью крепкого и надежного зажима чехол плотно фиксируется на шприце, давая возможность комфортно осеменять крупный рогатый скот.



### ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ

Чехол защитный со вставкой под пайету «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» предназначен для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных.



### ПИПЕТКА ОДНОРАЗОВАЯ 44 СМ

Пипетка одноразовая применяется для осеменения сельскохозяйственных животных



### САНИТАРНАЯ РУБАШКА

Санитарная рубашка-чехол используется для искусственного осеменения крупного рогатого скота с целью двойной защиты и предотвращения занесения условно-патогенной микрофлоры из влагалища в шейку матки.



### ОБРЕЗЧИК ПАЙЕТ

Обрезчик предназначен для обрезки пайет (соломинки) с семенем объемом 0,25 и 0,5 мл. Используется для ровного среза кончика пайеты, которого невозможно достичь обрезкой ножницами



### ПИПЕТКА ОДНОРАЗОВАЯ 55 СМ

Пипетка одноразовая применяется для осеменения сельскохозяйственных животных

ПЛАСТИКОВЫЕ  
ИЗДЕЛИЯ  
ВЕТЕРИНАРНОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



### ПУТЫ

Устройство из плетеного материала для фиксации ног коровы и других животных. Регулируемые по длине. Материал выдержит любые нагрузки. Применяются для уменьшения подвижности животного при ходьбе



### ПОВАЛ

**ВЕТЕРИНАРНЫЕ  
СРЕДСТВА**



## СУМКИ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ



СУМКА  
ВЕТЕРИНАРНОГО  
ВРАЧА ПОЯСНАЯ



СУМКА ПОЯСНАЯ ДЛЯ  
АЭРОЗОЛЕЙ И КАРАНДАШЕЙ  
МАРКИРОВОЧНЫХ

Рассчитана для комфортного размещения двух  
карандашей и двух аэрозольных баллонов  
с краской для мечения



СУМКА ДОЯРКИ  
ПОЯСНАЯ

ОДЕЖДА ДЛЯ  
ВЕТЕРИНАРНЫХ  
СПЕЦИАЛИСТОВ

## ОДЕЖДА ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

ФАРТУК ДОЯРКИ  
ИЗ ПРОРЕЗИНЕННОЙ  
ТКАНИФАРТУК ВЕТЕРИНАРНОГО  
СПЕЦИАЛИСТА  
ИЗ ПРОРЕЗИНЕННОЙ ТКАНИПЛАЩ ДОЖДЕВИК  
С КАПЮШОНОМФАРТУК ДОЯРКИ  
ИЗ МЕМБРАННОЙ  
ТКАНИФАРТУК ВЕТЕРИНАРНОГО  
СПЕЦИАЛИСТА  
ИЗ МЕМБРАННОЙ ТКАНИ

ОДЕЖДА ДЛЯ  
ВЕТЕРИНАРНЫХ  
СПЕЦИАЛИСТОВ



НАРУКАВНИКИ  
ИЗ ПРОРЕЗИНЕННОЙ  
ТКАНИ



НАПЛЕЧНИК  
ВРАЧА-ОСЕМЕНАТОРА  
ИЗ ПРОРЕЗИНЕННОЙ ТКАНИ



НАРУКАВНИКИ  
ИЗ МЕМБРАННОЙ  
ТКАНИ



НАПЛЕЧНИК  
ВРАЧА-ОСЕМЕНАТОРА  
ИЗ МЕМБРАННОЙ ТКАНИ

ОДЕЖДА ДЛЯ  
ВЕТЕРИНАРНЫХ  
СПЕЦИАЛИСТОВ



## ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ



### ХЕЛАСАН

Тест-средство для диагностики ЭНДОМЕТРИТОВ. применяется для выявления субклинических, хронических эндометритов у коров, а также для оценки при лечении эндометритов.

## УСЛУГИ



### РЕМОНТ РЕСПОНДЕРОВ Lely Astronaut 3,4

Замена элементов питания, обновление ПО, замена корпуса, замена ионистеров.

1 год гарантии

---

СОПУТСТВУЮЩИЕ  
ТОВАРЫ



**OMEGAFARM.BY**

**+375 (29) 184-08-99**

**DIROMEGA@MAIL.RU**